



Syndicat National des Médecins Français
Spécialistes de l'Appareil Digestif
79 Rue de Tocqueville – 75017 PARIS
Tél. : 01.44.29.01.30. - Fax : 01.40.54.00.66.
Site : www.synmad.com - e.mail : synmad@wanadoo.fr

Flash Info

N°19 - 18 avril 11

Les armoires de stockage ou ESET (enceinte de stockage pour endoscopes thermosensibles)

Les armoires de stockages ou ESET ont été enfin validées par la SF2H, précisé par un texte disponible sur le site SYNMAD.

[\(\[http://www.sfed.org/documents_sfed/files/mediatheque/Armoirestockage_bonneprat.pdf\]\(http://www.sfed.org/documents_sfed/files/mediatheque/Armoirestockage_bonneprat.pdf\)\)](http://www.sfed.org/documents_sfed/files/mediatheque/Armoirestockage_bonneprat.pdf)

Ce texte a été largement porté par la SFED, qu'il faut ici remercier. Ces armoires permettent donc de stocker les endoscopes, après désinfection et ces procédures de désinfection doivent être strictement respectées, pour que la qualité microbiologique de fin de désinfection soit maintenue jusqu'à 72 heures. Tous les vidéo-endoscopes pourront être stockés dans ces armoires, après qu'ils aient bien sur été vérifiés sur le plan microbiologique au préalable. Au cours de l'utilisation régulière de l'armoire, un exemplaire de chaque modèle d'endoscope (et non pas chaque endoscope), **doit être contrôlé tous les 3 mois. Par contre tout endoscope doit être contrôlé au moins une fois par an.** Cette publication permet enfin de s'affranchir de l'obligation du cycle du matin et assure une sécurité microbiologique parfaite, pour les urgences du week-end. Bien sur ces armoires ont un coût, mais l'économie faite en termes de produit de désinfection, du matériel utilisé et, surtout du temps personnel nécessaire avant chaque début de programme, devrait convaincre votre responsable de CLIN et votre Directeur d'établissement du bien fondé scientifique et économique de cette démarche.

Dr. Thierry HELBERT
Président